

Anticuerpo Monoclonal De Conejo 5T4 Para Wb Y Elisa - Q13641

Número de artículo: CM0003947



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra 5T4 humano (TPBG), validado para Western blot y ELISA. Ideal para biología del cáncer, señalización Wnt e investigación de trofoblastos - Q13641.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	5T4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7162
ID de Gen	7162
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 del 5T4 humano (Q13641).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13641
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo