


Anticuerpo Policlonal De Conejo Acetil-Brd4 (K332) (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Detección De Acetilación De Brd4

Número de artículo: CM0000116



Introducción

El pAb de conejo Acetil-BRD4-K332 (O60885) detecta específicamente la BRD4 acetilada en la lisina 332 en muestras humanas y de ratón. Validado para Western Blot y ELISA, este anticuerpo es ideal para estudiar la regulación epigenética y los mecanismos de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Acetil-BRD4-K332
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acetil-BRD4-K332
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23476
GeneID	23476
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético acetilado alrededor de K332 de la BRD4 humana (NP_490597.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos acetilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60885
Peso proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo