


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histona H1.4-K26 (P10412) | Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000152



Introducción

Acetil-Histona H1.4-K26 pAb de Conejo (P10412) validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histona H1.4-K26 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Acetil-Histona H1.4-K26
Especie	Humano
GeneID (humano)	3008
GeneID	3008
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético acetilado alrededor de K26 de la Histona H1.4 humana (NP_005312.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10412
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo