


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Histon H3-K27 Acetilado (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Elisa, Chip - Camelbio

Número de artículo: CM0000118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para la Histona H3 Lisina 27 acetilada (H3K27ac). Validado para WB, DB, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en epigenética y desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetil-Histon H3-K27 pAb Conejo
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histon H3-K27
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético acetilado alrededor de K27 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, DB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo