

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acetil-Histon H4 (K5/K8/K12/K16) P62805 Para Wb, Ihc-P, Elisa

Número de artículo: CM0000133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la Histona H4 acetilada en las lisinas 5, 8, 12 y 16 (SWISS P62805). Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Acetil-Histon H4-K5/K8/K12/K16
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetil-Histon H4-K5/K8/K12/K16
Especie	Humano
GenelD (humano)	H4
GenelD	8359
Inmunógeno	Un péptido sintético acetilado alrededor de K5/K8/K12/K16 de la Histona H4 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo