

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Akt1 (Validado Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Número de artículo: CM0004818



Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo AKT1 Validado KO detecta específicamente AKT1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para aplicaciones de Western Blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA en la investigación de señalización AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] Anticuerpo monoclonal de conejo AKT1
Observaciones/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	207
ID del Gen	207
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 380-480 de AKT1 humano (NP_005154.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo