

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Aldh3A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51648

Número de artículo: CM0022707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALDH3A2 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la aldehído deshidrogenasa de aldehídos grasos, esencial para el metabolismo lipídico y la degradación del esfingosina-1-fosfato. Ideal para la investigación de enfermedades metabólicas y del síndrome de Sjögren-Larsson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH3A2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	SLS; FALDH; ALDH10; ALDH3A2
Especie	Humano
GenelD (humano)	224
GenelD	224
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-320 de ALDH3A2 humano (NP_001026976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P51648
Peso molecular	55 kDa
Envío	Bolsas de hielo