

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alpha2-Adaptin/AP2A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94973

Número de artículo: CM0025281

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana Alpha2-adaptin/AP2A2 (subunidad alfa-2 del complejo AP-2). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular de la proteína: 104 kDa. Ideal para estudios de endocitosis y tráfico proteico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Alpha2-adaptin/AP2A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	161
GeneID	161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 590-939 de la proteína humana Alpha2-adaptin/AP2A2 (NP_036437.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94973
Peso molecular de la proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo