

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Annexina A4/Annexina Iv Para Wb, Elisa - P09525

Número de artículo: CM0030268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Annexina A4, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Útil para estudiar la fusión de membranas y la exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-Annexina A4/Annexina IV
Observaciones/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexina A4/Annexina IV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	307
GeneID	307
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-321 de la Annexina A4/Annexina IV humana (NP_001144.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09525
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo