

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Actina-1 (A-Sma) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P68133

Número de artículo: CM0004393



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la α -Actina-1 (α -SMA) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la biología muscular y la investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti- α -Actina-1 (α -SMA)
Observaciones/Alias	ACTA; ACTA1; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actina-1 (α -SMA)
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	58
ID de gen	58
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 278-377 de la α -Actina-1 (ACTA1) humana (P68133)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68133
Peso proteico	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo