


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Sinucleína Para Wb, If, Ihc Y Elisa - P37840

Número de artículo: CM0006570



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra α -sinucleína (P37840), validado para WB, IF, IHC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. 14 kDa. Adecuado para la investigación de la función sináptica, la neurodegeneración y la enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo contra α -sinucleína
Observaciones/Sinónimos	PD1, NACP, PARK1, PARK4, α -sinucleína
Especie	Humana
ID del gen	6622 (humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la α -sinucleína humana (NP_000336.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P37840
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo