

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcg1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45844

Número de artículo: CM0030897



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ABCG1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Detecta ABCG1 en muestras humanas, de ratón y rata, útil para estudios de eflujo de colesterol/fosfolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9619
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 6-120 de ABCG1 humano (NP_004906.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45844
Peso de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo