

Anticuerpo Policlonal Rabbit Anti-Abhd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tb40

Número de artículo: CM0018988

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ABHD4 humano (proteína que contiene el dominio de hidrolasa alfa/beta 4), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la lipasa N-acilfosfatidiletanolamina y la biosíntesis de endocannabinoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABHD4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABH4; ABHD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63874
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 223-342 del ABHD4 humano (NP_071343.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TB40
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo