


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acaa2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42765

Número de artículo: CM0002187



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la ACAA2 humana (tiolasa 3-cetoacil-CoA). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de ácidos grasos y mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ACAA2
Observaciones/Alias	DSAEC; ACAA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10449
ID del Gen	10449
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 298-397 de la ACAA2 humana (P42765).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42765
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo