

Anticuerpo Policlonal Anti-Acad8 Para Wb, Elisa - Q9Z0M6

Número de artículo: CM0019228

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ACAD8 (IBDH/ARC42) para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre la adhesión y migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAD8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IBDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
Especie	Humano
GeneID (humano)	27034
GeneID	27034
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-415 de ACAD8 humano (NP_055199.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Z0M6
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo