

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acadsb Para Ihc-P, Elisa - P45954

Número de artículo: CM0016733



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ACADSB validado para IHC-P y ELISA; detecta ACADSB humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la oxidación de ácidos grasos de cadena ramificada y el metabolismo de L-isoleucina. SWISS: P45954.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ACADSB
Observaciones/Alias	ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	36
ID del gen	36
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 133-432 de ACADSB humano (NP_001600.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P45954
Peso molecular de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo