


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acat1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Número de artículo: CM0003587



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ACAT1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para la investigación de la beta-oxidación y el metabolismo de los cuerpos cetónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACAT1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	38
ID de Gen	38
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 328-427 del ACAT1 humano (P24752)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P24752
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo