

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acc1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Swu9

Número de artículo: CM0031090

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ACC1, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de síntesis de ácidos grasos; suministrado por CamelBio como socio integral de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] ACC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	31
GeneID	107476
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 2246-2345 de ACC1 humano (NP_579938.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5SWU9
Peso de la proteína	265 kDa/270 kDa
Envío	Bolsa de hielo