

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Ace2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Número de artículo: CM0016961



Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a ACE2 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Reconoce ACE2 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudios del sistema renina-angiotensina y del receptor de SARS-CoV-2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ACE2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACEH; ACE2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	59272
GeneID	59272
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 18-740 de ACE2 humano (NP_068576.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYF1
Peso de la Proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo