


Anticuerpo Policlonal Anti-Acly Para Wb, Ihc-P, If, Elisa - P53396

Número de artículo: CM0017545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACLY (ATP-citrato sintasa) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en metabolismo y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACLY Rabbit pAb
Notas/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Especie	Humano
GeneID (Humano)	47
GeneID	47
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 752-1101 de la ACLY humana (NP_001087.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53396
Peso Molecular	121kDa
Envío	Bolsa de hielo