

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24666

Número de artículo: CM0016364



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ACP1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con la ACP1 humana y de ratón (18 kDa). Ideal para el estudio de fosforilación de tirosina y actividad de fosfatasa ácida.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	52
ID de gen	52
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-158 de la ACP1 humana (NP_009030.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24666
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo