


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Acvr1 (Pab) Para Wb, Elisa - Q04771

Número de artículo: CM0026869



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ACVR1 humana (receptor de activina tipo 1, ALK2) para western blot (WB) y ELISA. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 20-125). Detecta ACVR1 humano y de ratón. Ideal para investigación de señalización BMP y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Anti-ACVR1 de Conejo
Notas/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	90
GeneID	90
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-125 de la ACVR1 humana (NP_001096.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04771
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo