

Anticuerpo Monoclonal Anti-Acvrl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P37023

Número de artículo: CM0009825



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ACVRL1 (ALK1) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ACVRL1 humano, ratón y rata. Esencial para estudiar el desarrollo de los vasos sanguíneos y la señalización de la superfamilia TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACVRL1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	94
GeneID	94
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 404-503 del ACVRL1 humano (P37023).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37023
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo