

Anticuerpo Policlonal Anti-Acy1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03154

Número de artículo: CM0025343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ACY1, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce ACY1 (aminoacilasa-1) humano, ratón y rata, involucrado en la hidrólisis de ácidos N-acilamino. Adecuado para la investigación de vías de degradación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACY1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Especie	Humano
GeneID (humano)	95
GeneID	95
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-408 del ACY1 humano (NP_001185824.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03154
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo