

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adamts7 Para Wb Y Elisa - Q9Ukp4

Número de artículo: CM0019040

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ADAMTS7 humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudiar la función de las metaloproteasas en la remodelación de la matriz extracelular y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADAMTS7 Rabbit pAb
Observaciones/alias	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
Especie	Humana
GeneID (humano)	11173
GeneID	11173
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 1600-1686 de ADAMTS7 humano (NP_055087.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UKP4
Peso molecular	184 kDa
Envío	Bolsa de hielo