

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adh1B Para Wb, Elisa - P00325

Número de artículo: CM0018185



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADH1B humano (todo-trans-retinol deshidrogenasa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con rata. Adecuado para estudios de metabolismo de retinoides, investigación sobre metabolismo del alcohol y aplicaciones relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADH1B Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	125
GeneID	125
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-375 de la ADH1B humana (NP_000659.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P00325
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo