

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adh4 Para Wb, Elisa - P08319

Número de artículo: CM0028576



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo anti-ADH4 validado para WB y ELISA en muestras humanas, con reactividad cruzada en ratón. Ideal para la investigación del metabolismo del retinol y la alcohol deshidrogenasa. Explore materias primas fiables para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADH4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	127
GeneID	127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-380 de la ADH4 humana (NP_000661.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08319
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo