


Anticuerpo Policlonal Anti-Adiponectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15848

Número de artículo: CM0027876



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra la adiponectina humana (SWISS Q15848) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades metabólicas y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Adiponectina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectina
Especie	Humano
ID de Gen	9370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-244 de la Adiponectina humana (NP_004788.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15848
Peso Proteico	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo