

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adm Para Wb Y Elisa - P35318

Número de artículo: CM0026462



Introducción

El ADM Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo generado contra el péptido ADM humano. Validado para Western blot y ELISA, detecta ADM humano y presenta reactividad cruzada con el ADM de ratón. Apto para investigación sobre vasodilatación, presión arterial y equilibrio hídrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ADM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AM; PAMP; ADM
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	133
ID del gen	133
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 50-150 del ADM humano (NP_001115.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35318
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo