

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adra1A Para Wb, Elisa - P35348

Número de artículo: CM0009539



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ADRA1A humano (receptor adrenérgico alfa-1A), adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta ADRA1A a aproximadamente 51 kDa en muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ADRA1A
Observaciones/alias	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Especie	Humana
GeneID	148
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 150-250 de ADRA1A humano (P35348)
Fuente	Canina
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P35348
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo