

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Ager (Rage) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15109

Número de artículo: CM0006432



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra AGER (RAGE) humano. Validado para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre inflamación, diabetes y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | AGER Rabbit mAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID              | 177                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-344 de AGER humano (NP_001127.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q15109                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 43kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |