

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aggregan Para Wb, Ihc, If, Elisa - P16112

Número de artículo: CM0027279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Aggregan humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta Aggregan en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la matriz del cartílago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Aggregan pAb de conejo
Observaciones/Alias	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; Aggregan
Especie	Humano
GeneID (Humano)	176
GeneID	176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-575 del Aggregan humano (NP_037359.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16112
Peso proteico	261kDa
Envío	Bolsa de hielo