


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Agl (Gde) Para Wb, If/Icc, Elisa - P35573

Número de artículo: CM0004660



Introducción

Este Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-AGL (GDE) está validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata, apoyando estudios de función y localización de la enzima de desramificación del glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AGL mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GDE; AGL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	178
GeneID	178
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de AGL humana (P35573).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35573
Peso Proteico	175kDa
Envío	Bolsa con hielo