

Anticuerpo Policlonal Anti-Agpat2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15120

Número de artículo: CM0030364

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AGPAT2 humano (1-acilglicerol-3-fosfato O-aciltransferasa beta), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Apto para investigación en metabolismo lipídico y lipodistrofia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	AGPAT2 pAb Conejo
Observaciones/Alias	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
Especie	Humano
GeneID (humano)	10555
GeneID	10555
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-278 de AGPAT2 humano (NP_006403.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15120
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo