


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aldh1A1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P00352

Número de artículo: CM0002988



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para ALDH1A1 humano (ALDC, RALDH1). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo del ácido retinoico y desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH1A1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Especie	Humano
ID del Gen	216
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00352
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo