


Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh1A3 Para Wb Y Elisa - P47895

Número de artículo: CM0016547



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ALDH1A3 validado para Western blot y ELISA. Detecta ALDH1A3 humano y de ratón, una retinaldehído deshidrogenasa fundamental para la síntesis de ácido retinoico y el desarrollo ocular embrionario. Ideal para investigación en metabolismo y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALDH1A3 Rabbit pAb
Notas / Alias	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	220
ID de gen	220
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de ALDH1A3 humano (NP_000684.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47895
Peso molecular de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo