


Anticuerpo Policlonico Anti-Aldh2 Para Wb, Elisa - P05091

Número de artículo: CM0017629



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la aldehído deshidrogenasa mitocondrial humana ALDH2, validado para Western blot y ELISA. Detecta ALDH2 de ratón y rata; ~56 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Especie	Humano
GeneID (humano)	217
GeneID	217
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-380 de ALDH2 humana (NP_000681.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P05091
Peso Molecular de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo