


Anticuerpo Policlonal Anti-Aldh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05091

Número de artículo: CM0015125



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALDH2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la aldehído deshidrogenasa mitocondrial en la eliminación de formaldehído y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALDH2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Especie	Humano
GeneID (humano)	217
GeneID	217
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-480 del ALDH2 humano (NP_000681.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05091
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo