


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alix Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wum4

Número de artículo: CM0007199



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ALIX de alta calidad validado para Western blot, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con ALIX humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en exosomas, endocitosis y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALIX Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10015
GeneID	10015
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WUM4
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo