


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alkbh5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P6C2

Número de artículo: CM0017835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ALKBH5 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta ALKBH5 humano, de ratón y de rata, una desmetilasa de ARN fundamental para la modificación m6A en la epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ALKBH5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABH5; OFOXD; OFOXD1; ALKBH5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54890
GeneID	54890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 245-394 de ALKBH5 humano (NP_060228.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P6C2
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo