

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Alox15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16050

Número de artículo: CM0027548

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ALOX15 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de mediadores lipídicos, inflamación y regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALOX15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	246
GeneID	246
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de ALOX15 humano (NP_001131.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16050
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo