


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alox5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09917

Número de artículo: CM0011637



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra ALOX5 humano (5-lipoxigenasa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ALOX5 humano, de ratón y de rata (78 kDa). Ideal para investigación en inflamación y biosíntesis de leucotrienos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ALOX5 Ac m de Conejo
Observaciones/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	240
ID del Gen	240
Inmunógeno	Péptido Sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de ALOX5 humano (P09917)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09917
Peso Molecular de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo