

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Alfa-1-Antitripsina (Serpina1) Para Wb Y Elisa - P01009

Número de artículo: CM0010210



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la alfa-1-antitripsina humana (SERPINA1) para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de inhibidores de proteasas y enfermedades respiratorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la alfa-1-antitripsina (SERPINA1)
Observaciones/Alias	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alfa-1-antitripsina (SERPINA1)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5265
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-418 de la alfa-1-antitripsina humana (SERPINA1) (NP_000286.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P01009
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo