

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Fetoproteína (Afp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02771

Número de artículo: CM0004733



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la Alfa-Fetoproteína (AFP) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación de biomarcadores de cáncer de hígado y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Alfa-Fetoproteína (AFP)
Observaciones/Alias	AFPD; FETA; HPAFP; Alfa-Fetoproteína (AFP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	174
GeneID	174
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-609 de la Alfa-Fetoproteína (AFP) humana (NP_001125.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02771
Peso Molecular de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo