

Anticuerpo Policlonal Anti-Ampk α 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13131

Número de artículo: CM0016130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMPK α 1 (PRKAA1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta la proteína AMPK α 1 endógena a 64 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPK α 1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; AMPK α 1
Especie	Humano
GeneID	5562
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 381-520 de la AMPK α 1 humana (NP_006242.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13131
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo