

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ampka1/Ampka2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13131 / P54646

Número de artículo: CM0023791



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a AMPKα1/AMPKα2, las subunidades catalíticas de AMPK. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Detecta bandas de ~64/65 kDa. Ideal para investigación sobre metabolismo energético y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPKα1/AMPKα2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMPKα1/AMPKα2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 5-280 de AMPKα1/AMPKα2 humano (NP_006242.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo