

Anticuerpo Policlonal Anti-Ampky1 Para Wb, Elisa - P54619

Número de artículo: CM0020262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AMPKγ1 (PRKAG1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de AMPK y el metabolismo energético. Peso de la proteína: 38kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AMPKγ1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMPKG; AMPKγ1
Especie	Humano
GeneID	5571
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de AMPKγ1 humano (NP_002724.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54619
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo