


## Anticuerpo Policlonal Anti-Angptl3 Para Wb, Elisa - Q9Y5C1

Número de artículo: CM0014448



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ANGPTL3 humano, recomendado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de metabolismo lipídico y angiogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo ANGPTL3                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID              | 27329 (humano)                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-460 de ANGPTL3 humano (NP_055310.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                |
| SWISS               | Q9Y5C1                                                                                                                               |
| Peso Molecular      | 54kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |