

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ankrd28 Para Wb, Elisa - O15084

Número de artículo: CM0028037

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ANKRD28 humano (PITK/FAP79), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la desfosforilación mediada por PP6 y la señalización de migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANKRD28
Observaciones/Alias	PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28
Especie	Humano
GeneID (humano)	23243
GeneID	23243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ANKRD28 humano (NP_056014.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15084
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo