


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anln Para Wb, Elisa - Q9Nqw6

Número de artículo: CM0026085



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ANLN humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la citocinesis, la división celular y la biología de los podocitos. Se dirige a la región C-terminal (aa 845-1124).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANLN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	54443
ID de Gen	54443
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 845-1124 de ANLN humano (NP_061155.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQW6
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo